

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-PLD4 Para Wb, Elisa - Q96Bz4

Número do item: CM0013659



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PLD4 de alta qualidade validado para WB e ELISA contra PLD4 humano e de rato. Ideal para estudos de detecção de ácidos nucleicos e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLD4 Rabbit pAb
Observações/Alias	C14orf175; PLD4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	122618
GeneID	122618
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-200 da PLD4 humana (NP_620145.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96BZ4
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo