


Anticorpo Monoclonal Anti-Pleckstrina Para Wb, Elisa - P08567

Número do item: CM0003607



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade específico para Pleckstrina humana (p47), validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de sinalização plaquetária e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Pleckstrina Rabbit mAb
Observações/Alias	P47; PLEK1; Pleckstrina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5341
GeneID	5341
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P08567
Peso Proteico	40 kDa
Transporte	Bolsa de gelo