


Anticorpo Policlonais Anti-Plek Para Wb, Elisa - P08567

Número do item: CM0029084



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à pleckstrina humana (PLEK/p47), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a função do substrato da proteína quinase C em plaquetas e pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLEK Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P47; PLEK1; PLEK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5341
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 da PLEK humana (NP_002655.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08567
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de gelo