

Anticorpo Policlonal Anti-Plekhb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Cs7

Número do item: CM0023490



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PLEKHB2 humano (evectina-2), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta uma proteína de 25 kDa envolvida no transporte retrógrado de endossomos. Ideal para pesquisa IVD e aplicações de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLEKHB2 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	EVT2; PLEKHB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55041
GeneID	55041
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-222 do PLEKHB2 humano (NP_001094093.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96CS7
Peso Proteico	25kDa
Transporte	Saco de gelo