

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Plexina A1 Para Wb E Elisa - Q9UIw2

Número do item: CM0011142



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Plexina A1 humana (Q9UIW2). Adequado para Western blot e ELISA, apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização por semaforina, orientação de axônios e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Plexina A1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	NOV; NOV; PLXN1; DWOPNED; PLEXIN-A1; Plexin A1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5361
GeneID	5361
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da Plexina A1 humana (Q9UIW2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIW2
Peso Proteico	211 kDa
Envio	Saco de gelo