


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plg Para Wb E Elisa - P00747

Número do item: CM0026408



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra plasminogênio humano (PLG) para aplicações em Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de fibrinólise, remodelação tecidual e vias de coagulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLG Rabbit pAb
Observações/Apelido	HAE4; PLG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5340
GeneID	5340
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 do PLG humano (NP_000292.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00747
Peso Proteico	91kDa
Envio	Em saco de gelo