


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plgf Para Wb E Elisa - P49763

Número do item: CM0018951



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PLGF humano (fator de crescimento placentário), validado para WB e ELISA. Reconhece PLGF humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre angiogênese e crescimento tumoral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | pAb de coelho anti-PLGF                                                                                                   |
| Observações/Apelidos | PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760                                                                            |
| Espécie              | Humana                                                                                                                    |
| GeneID (humano)      | 5228                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-170 do PLGF humano (NP_002623.2). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpos policlonais                                                                                                    |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade cruzada  | Humano, camundongo, rato                                                                                                  |
| SWISS                | P49763                                                                                                                    |
| Peso da proteína     | 25 kDa                                                                                                                    |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                             |