


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plgf Para Wb, If-P, Elisa - P49763

Número do item: CM0022568



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho confiável direcionado a PLGF humana (P49763) para aplicações WB, IF-P e ELISA. Detecta PLGF de camundongo e rato. Adequado para estudos de angiogênese e crescimento tumoral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | PLGF Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelidos | PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760                                                                           |
| Espécie              | Humana                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano)  | 5228                                                                                                                     |
| ID do Gene           | 5228                                                                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-221 da PLGF humana (NP_002623.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação            | WB, IF-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                | P49763                                                                                                                   |
| Peso da Proteína     | 25kDa                                                                                                                    |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                             |