

Anticorpo Policlonal Anti-Plin5 Para Wb, Elisa - Q00G26

Número do item: CM0024217

introdução

pAb de PLIN5 de coelho de alta qualidade validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de gotículas lipídicas e metabolismo. SWISS Q00G26.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de PLIN5 de Coelho
Observações/Apelido	MLDP; LSDA5; LSDP5; OXPAT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	440503
ID do Gene	440503
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 302-401 do PLIN5 humano (NP_001013728.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q00G26
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo