

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Plk1 (Plk1/Stpk13) Para Wb, Elisa - P53350

Número do item: CM0003640



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PLK1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com PLK1 de humano, camundongo, rato e macaco. Ideal para pesquisa de ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLK1 Rabbit mAb
Observações/Alíase	PLK; STPK13; PLK1
Espécie	Humano
ID do Gene	5347
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 272-495 da PLK1 humana (NP_005021.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P53350
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo