


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P53350

Número do item: CM0027898



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PLK1 humano, adequado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com o PLK1 de camundongo e rato. Essencial para estudar a progressão mitótica, a dinâmica do centrômero e a citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PLK1, PLK, STPK13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5347
GeneID	5347
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 304-603 do PLK1 humano (NP_005021.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53350
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo