


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Plk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nyy3

Número do item: CM0025651



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLK2 humano (SNK/hPlk2), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de plasticidade sináptica e duplicação de centríolos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLK2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SNK; hSNK; hPlk2; PLK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10769
GeneID	10769
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 361-439 da PLK2 humana (NP_006613.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYY3
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo