


Anticorpo Policlonal Anti-Plk3 Para Wb, Elisa - Q9H4B4

Número do item: CM0025665



introdução

PLK3 Rabbit pAb validado para WB, ELISA em Humano, Camundongo e Rato. Imunógeno de proteína de fusão recombinante. Serina/treonina quinase PLK3 envolvida no ciclo celular e resposta ao estresse. Ideal para estudos de apoptose e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLK3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CNK; FNK; PRK; PLK-3; PLK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1263
GeneID	1263
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 487-646 da PLK3 humana (NP_004064.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4B4
Peso Proteico	72kDa
Envio	Bolsa de gelo