


Anticorpo Policlonal Anti-Plk4 Para Wb E Elisa - 000444

Número do item: CM0025770



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PLK4 (Polo-like kinase 4) para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta PLK4 humano, de rato e de camundongo (~109 kDa).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLK4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SAK; STK18; MCCRP2; PLK4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10733
ID do Gene	10733
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 641-970 do PLK4 humano (NP_055079.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00444
Peso Proteico	109kDa
Envio	Saco de gelo