

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-PLLP Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y342

Número do item: CM0014492

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PLLP humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de biogênese da membrana de mielina e endocitose apical.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PLLP Rabbit pAb
Observações/Alias	PMLP, TM4SF11, PLLP
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	51090
ID do gene	51090
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da PLLP humana (NP_057077.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9Y342
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo