

Anticorpo Policlonal Anti-Plod1 Para Wb, Elisa - Q02809

Número do item: CM0017300

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PLOD1 humana (hidroxilase de lisina 1), adequado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre a biossíntese de colágeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLOD1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5351
GeneID	5351
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 488-727 da PLOD1 humana (NP_000293.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q02809
Peso da Proteína	84 kDa
Envio	Bolsa de gelo