

Anti-Plod1 Coelho Pab Para Wb & Elisa - Q02809

Número do item: CM0030616

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PLOD1 humano (lisil hidroxilase 1) para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de biossíntese de colágeno e tecido conjuntivo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLOD1 Coelho pAb
Observações/Apelido	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5351
GeneID	5351
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-295 do PLOD1 humano (NP_000293.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02809
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco com gelo