

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Plod2/Lh2 Para Wb, Elisa - 000469

Número do item: CM0006977

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa o PLOD2/LH2 (lisil hidroxilase 2), validado para WB e ELISA. Detecta uma proteína de 85kDa em amostras humanas e de ratos. Essencial para pesquisa de estabilidade e reticulação de colágeno.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PLOD2/LH2 mAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 5352                                                                                                                           |
| GeneID              | 5352                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-380 do PLOD2/LH2 humano (NP_000926.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                                   |
| SWISS               | 000469                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 85kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                  |