

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plod2/Lh2 Para Wb E Elisa - 000469

Número do item: CM0027466

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-PLOD2/LH2 validado para WB e ELISA, reativo em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a procollagênio-lisina,2-oxoglutarato 5-dioxigenase 2, uma enzima chave na reticulação do colágeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLOD2/LH2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5352
ID do Gene	5352
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-380 da PLOD2/LH2 humana (NP_000926.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00469
Peso Molecular da Proteína	85kDa
Transporte	Bolsa de gelo