


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Plod3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60568

Número do item: CM0017036



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLOD3 (LH3) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece PLOD3 humano e de camundongo, uma lisina-hidroxilase de procolágeno e glicosiltransferase multifuncional essencial para a biossíntese de colágeno e a formação da membrana basal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PLOD3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LH3; PLOD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8985
GeneID	8985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-280 de PLOD3 humano (NP_001075.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60568
Peso molecular	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo