


Anticorpo Monoclonal Anti-Plod3/Lh3 Para Wb, Elisa - O60568

Número do item: CM0002150



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PLOD3 (LH3) humano, validado para WB e ELISA. Reconhece PLOD3 humano e de camundongo, peso molecular 85kDa. Adequado para pesquisa de modificação de colágeno.

[Saiba mais](#)

Campo	Valor
Nome do Produto	PLOD3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	LH3; PLOD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8985
ID do Gene	8985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-306 do PLOD3 humano (NP_001075.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60568
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco de gelo