

Anticorpo Policlonal Anti-Plp1 Para Wb, If-P, Elisa - P60201

Número do item: CM0013664



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PLP1 humana (proteína proteolipídica da mielina), adequado para WB, IF-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre mielina e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho PLP1
Observações/Alias	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
Espécie	Humana
GeneID	5354
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 102-148 da PLP1 humana (NP_955772.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P60201
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo