

Anti-Pls1 (Plastin-1) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14651

Número do item: CM0017634

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra plastin-1 humana (PLS1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar o agrupamento de actina e a formação de estereocílios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DFNA76; PLS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5357
ID do Gene	5357
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da PLS1 humana (NP_001165783.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14651
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco com gelo