


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-PLS3 Para Wb, Ip, Elisa - P13797

Número do item: CM0027378



### introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PLS3 tem como alvo a plastina-3 (T-plastina), uma proteína de agrupamento de actina. Validado para WB, IP, ELISA; reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e osteoporose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nome do Produto     | PLS3 pAb de Coelho       |
| Observações/Apelido | BMND18; T-plastina; PLS3 |
| Espécie             | Humano                   |
| ID do Gene (Humano) | 5358                     |
| ID do Gene          | 5358                     |
| Imunôgeno           | Proteína recombinante    |
| Fonte               | Coelho                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais   |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato |
| SWISS               | P13797                   |
| Peso da Proteína    | 71kDa                    |
| Envio               | Saco de gelo             |