

Anticorpo Policlonal Anti-Plscr3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nry6

Número do item: CM0015351

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a scramblase 3 de fosfolipídios humana (PLSCR3). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Detecta a scramblase mitocondrial envolvida na translocação de cardiolipina e na apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PLSCR3 Rabbit pAb
Observações/alias	PLSCR3
Espécie	Humana
GeneID	57048
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-295 da PLSCR3 humana (NP_065093.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9NRY6
Peso da proteína	32 kDa
Envio	Embalagem de gelo