

Anticorpo Monoclonal Anti-Pltp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55058

Número do item: CM0008407

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-PLTP para aplicações em WB, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína de transferência de fosfolipídios humana, de camundongo e de rato endógena (~55 kDa). Apoia pesquisas sobre remodelação de HDL e transporte de lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-PLTP
Observações/alias	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5360
ID do gene	5360
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 200-300 da PLTP humana (P55058)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo monoclonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P55058
Peso da proteína	55 kDa
Transporte	Bolsa de gelo