

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pltp Para Wb E Elisa - P55058

Número do item: CM0029391

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PLTP de alta qualidade validado para aplicações em WB e ELISA, com reatividade cruzada para PLTP humano e de camundongo. Ideal para estudos de transferência lipídica, remodelagem de HDL e metabolismo do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PLTP Rabbit pAb
Observações/Alias	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5360
GeneID	5360
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 142-441 da PLTP humana (NP_872617.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P55058
Peso Proteico	55kDa
Transporte	Bolsa de gelo