

Anticorpo Policlonal Anti-Plvap Para Wb, Elisa - Q9Bx97

Número do item: CM0018304

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLVAP humano (PV1), validado para WB e ELISA. Adequado para reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar fenestras endoteliais, permeabilidade vascular e diafragmas na biologia microvascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PLVAP Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	PV1; FELS; PV-1; gp68; DIAR10; PLVAP
Espécie	Humano
ID do gene	83483
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-442 de PLVAP humano (NP_112600.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9BX97
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Gelo em bolsa