

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Plxna3 Para Wb, Elisa - P51805

Número do item: CM0013182

introdução

Anticorpo policlonal coelho Anti-PLXNA3 validado para aplicações de WB e ELISA. Detecta PLXNA3 humano, um receptor de semaforina envolvido na orientação de axônios e no desenvolvimento neuronal. Ideal para pesquisa em neurociência e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLXNA3 Coelho pAb
Observações/Apelido	6.3; PLXN3; PLXN4; XAP-6; HSSEXGENE; PLXNA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55558
GeneID	55558
Imunogênio	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 950-1150 do PLXNA3 humano (NP_059984.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51805
Peso Proteico	208kDa
Envio	Saco de Gelo