

Anticorpo Policlonais Anti-Plzf Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q05516

Número do item: CM0030271



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLZF (ZBTB16/ZNF145) validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de repressão transcripcional e diferenciação mieloide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLZF Rabbit pAb
Observações/Apelido	PLZF; ZNF145
Espécie	Humano
ID do Gene	7704
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-300 do PLZF humano (NP_005997.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05516
Peso da Proteína	74kDa
Transporte	Bolsa de gelo