

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Plzf Para Wb - Q05516

Número do item: CM0002570



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o PLZF humano (ZBTB16/ZNF145). Validado para WB, IP, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação transcricional e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLZF Rabbit mAb
Observações/Apelido	PLZF; ZNF145
Espécie	Humano
ID do Gene	7704
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-300 do PLZF humano (NP_005997.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05516
Peso Proteico	74kDa
Envio	Saco de gelo