


Anticorpo Policlonado Anti-Pmaip1 (Noxa/Apr) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13794

Número do item: CM0025355



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra PMAIP1 (NOXA) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de apoptose e mitocôndria.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMAIP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	APR, NOXA, PMAIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5366
GeneID	5366
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-54 do PMAIP1 humano (NP_066950.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13794
Peso da Proteína	6kDa
Envio	Em bolsa de gelo