

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pmch Para Wb, Elisa - P20382

Número do item: CM0026030



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PMCH humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo, direcionando-se à proteína precursora pro-MCH (~19 kDa). Ideal para pesquisa em neuropeptídeos, obesidade e estudos metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMCH Rabbit pAb
Observações/Apêndice	MCH; ppMCH; PMCH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5367
ID do Gene	5367
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-165 do PMCH humano (NP_002665.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P20382
Peso Proteico	19kDa
Envio	Bolsa de Gelo