

Anticorpo Policlonal Anti-Pmel Para Wb, If/Icc, Elisa - P40967

Número do item: CM0027855



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PMEL humano (gp100), validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato, ideal para estudos de biogênese de melanossomos e antígenos de melanoma. 70 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMEL Rabbit pAb
Observações/Apelido	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6490
GeneID	6490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-430 do PMEL humano (NP_008859.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40967
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de Gelo