

Anti-Pmepa1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q969W9

Número do item: CM0015462

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PMEPA1 humano (TMEPAI), validado para WB e ELISA, reativo cruzado com camundongo e rato. Adequado para estudar a sinalização TGF-beta e a regulação do receptor de androgênio em pesquisas sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMEPA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
Espécie	Humano
ID do Gene	56937 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 173-252 do PMEPA1 humano (NP_954638.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969W9
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo