

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pmepa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q969W9

Número do item: CM0021429

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à proteína humana PMEPA1 (TMEPAI), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização TGF-beta e câncer de próstata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMEPA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	56937
GeneID	56937
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 173-252 do PMEPA1 humano (NP_954638.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969W9
Peso Proteico	32kDa
Envio	Em saco de gelo