

Anticorpo Monoclonal Anti-Pmf1 Para Wb, Elisa - Q6P1K2

Número do item: CM0003184



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PMF1, adequado para Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas e de rato. Fator 1 modulado por poliaminas de 23kDa envolvido na segregação cromossômica e transcrição gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMF1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PMF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11243
ID do Gene	11243
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 do PMF1 humano (NP_009152.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q6P1K2
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo