

Anticorpo Policlonal Anti-Pml Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Número do item: CM0024152



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína PML humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. O PML é uma proteína de andaime dos corpos nucleares envolvida na supressão de tumores, apoptose e defesa antiviral. Ideal para uso em pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PML Rabbit pAb
Observações/Apelido	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; PML
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5371
GeneID	5371
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 571-611 do PML humano (NP_150241.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29590
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco com gelo