

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pml+Rara Para If/Icc E Elisa - P29590 / P10276

Número do item: CM0020099



introdução

Anticorpo policlonal direcionado à proteína de fusão PML-RARA (LPA tipo L). Validado para IF/ICC e ELISA em amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisa sobre leucemia LPA e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho PML+RARA
Observações/Apelido	PML/RARA; LPA tipo L
Espécie	Humana
GeneID	5371/5914
Imunógeno	peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 500-600/1-100 de PML+RARA humano (NP_150241.2/NP_000955.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	P29590/P10276
Peso da Proteína	47-48kDa/62-97kDa/39kDa/50kDa
Transporte	Bolsa de gelo