

## Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Pmm2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15305

Número do item: CM0025400



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PMM2 humano (Fosfomanomutase 2), adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas, de rato e de camundongo. Útil para pesquisa de distúrbios congênitos da glicosilação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PMM2 Coelho pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | PMI; CDG1; CDGS; PMI1; CDG1a; PMM 2; PMM2                                                                                |
| Espécie Alvo        | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 5373                                                                                                                     |
| GeneID              | 5373                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-246 do PMM2 humano (NP_000294.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | O15305                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                             |