

Anticorpo Monoclonal Anti-Pmp70/Abcd3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P28288

Número do item: CM0011901



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PMP70/ABCD3 humano (P28288), validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo/rato. Ideal para pesquisa de transporte de ácidos graxos peroxissômicos e beta-oxidação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMP70/ABCD3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5825
ID do Gene	5825
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 560-659 do PMP70/ABCD3 humano (P28288)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28288
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco de gelo