


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pmp70/Abcd3 - P28288

Número do item: CM0023376



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PMP70/ABCD3, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Adequado para estudar o transporte e metabolismo de ácidos graxos peroxissomais em humanos, camundongos e ratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMP70/ABCD3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5825
GeneID	5825
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-475 do PMP70/ABCD3 humano (NP_002849.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28288
Peso Molecular da Proteína	75 kDa
Envio	Em saco de gelo