

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pmpca Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q10713

Número do item: CM0006729

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa a PMPCA (alfa-MPP). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para estudos de processamento mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMPCA Rabbit mAb
Observações/Apeliido	CLA1; CPD3; MAS2; P-55; SCAR2; INPP5E; Alfa-MPP; PMPCA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23203
GeneID	23203
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 291-525 da PMPCA humana (NP_055975.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q10713
Peso da Proteína	58 kDa
Envio	Saco de gelo