

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pmpcb Para Wb, Elisa - 075439

Número do item: CM0015635

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a PMPCB, uma protease de processamento mitocondrial chave. Validado para aplicações WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de importação mitocondrial e renovação de PINK1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	PMPCB Rabbit pAb
Observações/Alias	MAS1; MPPB; P-52; MPP11; MPPP52; Beta-MPP; PMPCB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9512
GeneID	9512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-380 da PMPCB humana (NP_004270.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075439
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Saco de gelo