

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pms1 Para Wb E Elisa - P54277

Número do item: CM0015842



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PMS1 para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Alvo a proteína PMS1 do reparo de incompatibilidades de DNA, associada ao câncer colorretal hereditário não polipose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMS1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5378
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 405-619 da PMS1 humana (NP_000525.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P54277
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Bolsa de gelo