

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Pms1 Para Wb, Elisa - P54277

Número do item: CM0021482



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade direcionado ao PMS1 humano (proteína de reparo de incompatibilidade de DNA). Validado para aplicações WB e ELISA, apoiando a pesquisa em reparo de DNA e câncer colorretal hereditário não polipose (HNPCC).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMS1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5378
GeneID	5378
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 405-619 do PMS1 humano (NP_000525.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P54277
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Bolsa de gelo