


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pms2 (Validado Por Ko) Para Wb E Elisa - P54278

Número do item: CM0006435



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PMS2 (Validado por KO) otimizado para Western blot e ELISA, reconhecendo PMS2 humano (96 kDa). Um marcador endonuclease de reparo de incompatibilidade para pesquisa de câncer colorretal (HNPCC).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PMS2 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5395
Imunógeno	Proteína recombinante de PMS2 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P54278
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Em saco de gelo