


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pms2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P54278

Número do item: CM0013463



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à endonuclease de reparo de incompatibilidades de DNA PMS2 humana, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com PMS2 de camundongo. Ideal para pesquisa em câncer e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PMS2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Espécie	Humano
GeneID	5395
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 390-670 da PMS2 humana (NP_000526.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P54278
Peso da Proteína	96kDa
Transporte	Bolsa de gelo