

Anticorpo Policlonal Anti-Pmvk Para Wb - Q15126

Número do item: CM0013370



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PMVK humano (Fosfomevalonato quinase), validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Regente chave para pesquisa da via do mevalonato e biossíntese de colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMVK pAb de Coelho
Observações/Apelido	PMK; PMKA; PMKASE; POROK1; HUMPMKI; PMVK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10654
GeneID	10654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-192 do PMVK humano (NP_006547.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15126
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo