

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pnkd Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N490

Número do item: CM0029389

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PNKD humano, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo uma provável tioesterase envolvida na desintoxicação, biologia muscular e distúrbios do movimento. Reage cruzadamente com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PNKD Rabbit pAb
Observações/Apelido	R1; MR1; PDC; DYT8; FPD1; MR-1; BRP17; MR-1S; PKND1; PNKD1; FKSG19; TAHCCP2; KIPP1184; PNKD
Espécie	Humano
ID do Gene	25953
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do PNKD humano (NP_056303.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N490
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo